

PAKIET NR VI

Siatka chirurgiczna polipropylenowa, monofilamentowa, owalna anatomicznie ukształtowana do operacji przepuklin pachwinowych dla kobiet (poz.2).

Korek do operacji przepuklin zespolony z podstawą (poz.3).

Siatka chirurgiczna, polipropylenowa, monofilamentowa płaska do operacji przepuklin (poz.4 do poz.6).

Zestaw do operacji przepuklin dla mężczyzn składający się z siatki zewnętrznej anatomicznie ukształtowanej z otworem na powrózek + korek zespolony z podstawą (poz.7).

Zestaw do operacji przepuklin dla kobiet składający się z siatki zewnętrznej anatomicznie ukształtowanej bez otworu

Siatka chirurgiczna do naprawy niewydolności tkanek miękkich, operacje przepuklin brzusznych, wykonana z polipropylenu, monofilament pokryty politetrafluoroetylenem, siatka miękka

niewchłaniałna, 2-warstwowa (poz.9)

| Lp. | Kod | Nazwa materiału | Opis parametrów | Ilość szaszetek | ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Próbki tak/nie |
|-----------------------|-----|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-----|----------------|-----------|----------------|
| 1 | | | grubość siatki : 0,53 mm ; gramatura siatki : 177 g/m ² ; rozmiar : 4,5 cm x 10 cm | 170 | | | | | | | NIE |
| 2 | | | grubość siatki : 0,53 mm ; gramatura siatki : 177 g/m ² ; rozmiar : 4,5 cm x 10 cm | 40 | | | | | | | NIE |
| 3 | | | średnica podstawy : 5 cm | 5 | | | | | | | TAK |
| 4 | | | grubość siatki : 0,45 mm ; gramatura siatki : 112 g/m ² ; rozmiar : 30 cm x 30 cm | 3 | | | | | | | TAK |
| 5 | | | grubość siatki : 0,45 mm ; gramatura siatki : 112 g/m ² ; rozmiar : 15 cm x 15 cm | 2 | | | | | | | TAK |
| 6 | | | grubość siatki : 0,45 mm ; gramatura siatki : 112 g/m ² ; rozmiar : 8 cm x 15 cm | 3 | | | | | | | TAK |
| 7 | | | grubość siatki : 0,53 mm ; gramatura siatki : 177 g/m ² ; rozmiar siatki : 4,5 cm x 10 cm - korek : średnica podstawy : 5 cm | 2 | | | | | | | TAK |
| 8 | | | grubość siatki : 0,53 mm ; gramatura siatki : 177 g/m ² ; rozmiar siatki : 4,5 cm x 10 cm - korek : średnica podstawy : 5 cm | 2 | | | | | | | TAK |
| 9. | | | grubość siatki 0,5 mm gramatura siatki 76 g/m ² | 2 | | | | | | | TAK |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM | | | | | | | | | | | |

** podane wymiary produktu oraz ilości w szaszetce są to wielkości minimalne - jeśli oferowany produkt będzie mniejszy lub ilość w szaszetce

będzie mniejsza od żadanego w SIWZ , należy wówczas pomnożyć żądane zapotrzebowanie na produkt odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...) , aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości.

Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości w szaszetce, lecz do pełnych szaszetek.

Każdy wymiar produktu bądź ilość w szaszetce przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową.

Wymiary produktów lub ilości wyrobów w szaszetce , które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczeniu.

.....
Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo