

PAKIET nr 8

| L.p. | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
|------|---|--|------|-------|------------------|---------------|-------|----------------|-----------|
| 1 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem z poliuretanu dł. 65 cm, rozrywalną kaniulą oraz workiem | Ch 10 , CH 15 | szt. | 30 | | | | | |
| 2 | Zestaw do szynowania moczowodów techniką Seldingera, obie końcówki otwarte, cewnik z poliuretanu, prowadnica druciana pokryta plastikiem | Ch 05-27,5 cm. Ch 06-27,5 cm. Ch 7,5 27,5 cm | szt. | 180 | | | | | |
| 3 | Cewnik po prostatektomii typu Dufour, dwudrożny, balon 50 ml., wykonany z Neoplexu | CH 18-24 | szt. | 50 | | | | | |
| 4 | Cewnik moczowodowy z oliwką, mandryn metalowy, 6 oczek | Ch 3-8 | szt. | 80 | | | | | |
| 5 | Cewnik moczowodowy z oliwką, mandryn metalowy, 2 oczka z Neoplexu | Ch 3-12 | szt. | 30 | | | | | |
| 6 | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem, mandryn metalowy, 6 oczek | Ch 3-12 | szt. | 260 | | | | | |
| 7 | Zestaw do szynowania moczowodów obie końcówki otwarte, cewnik z poliuretanu z hydrożelem, radiocieniujący na całej długości, z systemem rozłączania popychacza po wyciągnięciu prowadnicy. | CH 4.8 - 26cm | szt. | 50 | | | | | |
| 8 | Zestaw do szynowania moczowodów obie końcówki otwarte, cewnik z poliuretanu z hydrożelem, radiocieniujący na całej długości, z systemem rozłączania popychacza po wyciągnięciu prowadnicy. | CH 4,0 - 26cm | szt. | 10 | | | | | |
| 9 | Igła biopsyjna do działa Pro-Mag 1.1 | 18 G / 20 cm 18 G / 25 cm 16 G / 20 cm | szt. | 100 | | | | | |
| 10 | Igła prosta wprowadzająca dwuczęściowa do nefrostomii | 18G dł. 20cm | szt. | 120 | | | | | |
| 11 | Prowadnik do nefrostomii J . | 0,038" dł. 80cm | szt. | 80 | | | | | |
| 12 | Zestaw do przeszkrónej nefrostomii metodą bezpośredniej punkcji zawierający 2-częściową igłę punkcyjną 18 GA dł. 20 cm., cewnik poliuretanowy typu Pigtail, prowadnik 0,038"x80cm, rozszerzacze, strzykawka, kołnier z mocującym, skalpel | 9Fr dł. 45cm 12Fr dł. 45cm 14Fr dł. 45cm | szt. | 50 | | | | | |
| 13 | Przewód do cystoskopu -pojedynczy | | szt. | 300 | | | | | |
| | | | | | Razem | | | | |