

PAKIET nr 14

Lp.	Nazwa towaru	jm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Nr katalog.
1	Cewnik centralny dwuświatłowy o rozmiarze 18.14Ga / 7F / 20cm i 14.14Ga / 8F / 16cm; w zestawie: prowadnica z podajnikiem, rozszerzadło tkankowe, igła wprowadzająca 6.35cm, strzykawka, mocowanie cewnika, koreczki z membraną silikonową.	szt.	140						
2	Cewnik centralny trójświatłowy powleczony dwuskładnikową powłoką abtybakteryjną o rozmiarze 18.18.16Ga / 7F / 20cm i 18.18.16Ga / 7F / 30cm; w zestawie: prowadnica z podajnikiem, rozszerzadło tkankowe, igła wprowadzająca 6.35cm, igła próbkująca - tępa, strzykawka z otworem do wprowadzania prowadnicy i membraną hemostatyczną, mocowanie cewnika, koreczki z membraną silikonową.	szt.	80						
3	Cewnik centralny czteroświatłowy o rozmiarze 18.14.18.16Ga / 8.5F / 16cm i 18.14.18.16Ga / 8.5F / 20cm; w zestawie: prowadnica z podajnikiem, rozszerzadło tkankowe, igła wprowadzająca 6.35cm, strzykawka, mocowanie cewnika, koreczki z membraną silikonową.	szt.	120						
4	Cewnik centralny dwuświatłowy do hemodializy i hemofiltracji o rozmiarze 12.12Ga / 12F/ 16cm i 12.12Ga / 12F/ 20cm; w zestawie: prowadnica z podajnikiem, rozszerzadło tkankowe, igła wprowadzająca 6.35cm, strzykawka, mocowanie cewnika, koreczki.	szt.	30						
5	Cewnik centralny pięćświatłowy o rozmiarze 14.16.18.18.18Ga / 8.5F / 20cm; w zestawie: prowadnica z podajnikiem, rozszerzadło tkankowe, igła wprowadzająca 6.35cm, strzykawka, mocowanie cewnika, koreczki z membraną silikonową.	szt.	40						
6	Cewnik do tętnicy promieniowej i udowej zakładany metodąSeldingera, z zaciskiem szczelinowym w części proksymalnej, nasadka z oznaczeniem rozmiaru kaniuli zabezpieczona koreczkiem luer lock oraz skrzydełka mocujące. W zestawie igła wprowadzająca oraz prowadnica. Rozmiary cewnika : 18Ga - 12cm, 16cm, 23cm oraz 20Ga - 5cm, 12cm, 16cm	szt.	40						
				Razem		x		x	

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo